

## 屋内塵性ダニ簡易検査キット マイティチェッカー

学校環境衛生の基準が平成16年2月に改訂され、ダニまたはダニアレルゲンの測定を義務づけられました。学校環境衛生の基準による酵素免疫測定法に準拠した簡易試験紙で、抽出液に浸けるだけの簡易操作で、短時間にダニアレルゲンを検出できます。



### 検査は簡単

1. 家庭用掃除機でゴミを取る
  2. 1分間揉む
  3. マイティチェッカーを3秒間抽出液に浸ける
  3. 10分間待ってマイティチェッカーの発色程度を見る
- 専門知識がなくてもOKです

販売元：リオンテック株式会社 <http://www.riontec.com/>